


LYKKELE


Jilt

IPL Hair Removal Device



Jilt

IPL Hair Removal Device





Jilt

IPL Hair Removal Device

Before you use the IPL hair removal device, read the manual. Do not throw the manual out.

This is the manual's short version. To find the manual's full version in different languages, scan this QR code or visit: <https://www.lykkele.pl/do-pobrania>

Safety information

- Use the IPL hair removal device only as we indicate in this manual.
- Do not turn the IPL hair removal device on if it's damaged – e.g., it doesn't work properly, its case or its power adapter's plug is broken.
- If the IPL hair removal device is damaged, send it to us for repair. Otherwise, your warranty expires. We are not responsible for any damage that an IPL hair removal device which wasn't repaired in our service may cause.
- Keep the IPL hair removal device out of children's reach.
- Do not use the IPL hair removal device near water.
- If the IPL hair removal device falls into the water, do not touch it. Unplug its power adapter immediately.
- Do not put the IPL hair removal device under water or any other liquid.
- Do not touch the IPL hair removal device with wet hands.
- The IPL hair removal device emits light – don't look at it directly.
- Do not use the IPL hair removal device anywhere near your eyes.
- If you're not using the IPL hair removal device – turn it off and unplug its power adapter.
- Before you clean the IPL hair removal device or its power adapter, unplug it. Clean them with a slightly damp cloth.
- When you unplug the power adapter, hold onto the plug, not the cord. Do not touch the plug with wet hands.

Who shouldn't use the IPL hair removal device:

- people younger than 18;
- men on their facial hair; and
- people who have dark skin. If you use the IPL hair removal device on dark skin, it may cause burns, blisters, or skin discoloration.

Do not use the IPL hair removal device if:

- you have freshly tanned skin; or
- your skin was recently exposed to sunlight.

If you use the IPL hair removal device on such skin, it may cause burns, blisters, or skin discoloration.

Safety information

Do not use the IPL hair removal device if:

- you're pregnant or breastfeeding;
- you've had a skin grafting surgery less than four weeks ago;
- you have eczema, psoriasis, skin injuries, open wounds, or skin infections such as cold sores. In this case, you may use the IPL hair removal device after your skin lesions have healed;
- you have diabetes-related skin problems;
- you have epilepsy;
- you have a pacemaker, an incontinence device, or you use an insulin pump;
- you have gonorrhea, polymorphic light eruption, urticaria, lupus erythematosus, etc.;
- you have skin cancer or a doctor suspects that you might have it;
- you've had radiation therapy or chemotherapy in the last 3 months;
- you've taken isotretinoin in the last 6 months;
- you're currently using:
 - fruit acids,
 - beta-hydroxy acids,
 - all-trans-retinoic acid,
 - retinoids,
 - azelaic acid,
 - tetracycline,
 - phenothiazine,
 - thiazide,
 - diuretics,
 - sulfonylureas,
 - sulfonamides,
 - trimethoprim,
 - fluorouracil,
 - vinblastine,
 - griseofulvin,
 - painkillers or anti-inflammatory drugs, such as: Aspirin, Ibuprofen, or Acetaminophen.



Tip | People with disabilities should use the IPL hair removal device with a guardian present if they can't use it on their own.



Tip | If you're not sure if you may use the IPL hair removal device, contact your family doctor, surgeon, or dermatologist.

What you'll find in the box

- IPL Hair Removal Device
- Power adapter
- Shaving razor
- Safety glasses
- User manual

Before you use the IPL hair removal device



Tip | Do not expose your skin to sunlight or ultraviolet radiation for 4 weeks before you use the IPL hair removal device.

Skin						
Hair						
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗

On which skin tones you may use the IPL hair removal device:
white, yellow, light brown, brown

On which skin tones you mustn't use the IPL hair removal device:
dark brown, black

On which hair colors you may use the IPL hair removal device:
black, dark brown, brown, light brown

On which hair colors you mustn't use the IPL hair removal device:
light blonde, red, white / gray

1. Use the IPL hair removal device on clean and dry skin.
2. Use a razor to shave the area of the skin on which you want to use the IPL hair removal device. Hair must be shorter than 1 mm. If you use the IPL hair removal device on unshaved skin, it may cause pain, skin redness, or burns. You may also damage the IPL hair removal device this way.
3. Do not use oily substances – such as perfume, lotions, or creams – on the skin that you want to depilate.
4. Make sure that the IPL hair removal device's lamp window is clean. If it isn't, wipe it thoroughly with a dry cloth.

How to use the IPL hair removal device

Use the IPL hair removal device safely

01. Before you use the IPL hair removal device, cover all tattoos and spots on your skin, such as freckles, moles, or birthmarks. Do not use the IPL hair removal device in those places.
02. Do not look directly at the device when it's emitting light.
03. Do not use the IPL hair removal device on nipples or reproductive organs.
04. Do not use the IPL hair removal device on areas of the skin on which you want hair to grow in the future.
05. Do not flash the light from the IPL hair removal device when the device isn't touching your skin. Do it only when the lamp's light exit window touches the skin completely.
06. Do not use alcohol or any other flammable liquids – such as perfume or a disinfectant – to clean the skin on which you'll be using the IPL hair removal device.
07. Using an IPL hair removal device may cause temporary changes in skin color. If you have been using the IPL hair removal device for some time and the color of your skin changed significantly – consult a doctor.
08. Start using the IPL hair removal device in the 1st intensity mode. The higher intensity mode you set, the greater is the likelihood of side effects. If you don't feel any discomfort while using the IPL hair removal device, you may set higher intensity mode next time you use the device.

How to use the IPL hair removal device

01. Remember to shave the area of the skin on which you want to use the IPL hair removal device. You may use the shaving razor from the set.
02. Connect the IPL hair removal device to the power adapter and plug the power adapter in. You'll see the word OFF on the display.
03. Put on the safety glasses which are in the set.
04. Touch and hold the  button for 3 seconds to turn on the IPL hair removal device.
05. The IPL hair removal device will start working in the 1st intensity mode. If you're using the device for the first time, use this mode. If you don't feel any discomfort, you may increase the intensity mode next time you use the device.
06. To set higher intensity mode, touch the  button. The IPL hair removal device has 5 intensity modes. Use the mode that makes you feel slight discomfort while using the IPL hair removal device. Then the device will work most efficiently.
07. Put the IPL hair removal device's lamp window on the skin that you want to depilate. Hold the device at a 90-degree angle to your skin.
08. Press the **M** button to emit light.
09. After you depilate an area of the body, e.g., legs or bikini line, you may repeat it once or twice. Thanks to that, you'll get better results. Do not use the IPL hair removal device more than 3 times in a row on the same area of your skin.
10. You may use the IPL hair removal device in an automatic mode. To turn this mode on, press the **M** button and hold it for 3 seconds. In this mode, the IPL hair removal device emits light automatically. You just need to move it around the area of the skin that you want to depilate. To turn the manual mode on, press the **M** button and hold it for 3 seconds.



Tip | You may use the IPL hair removal device with a cooling function. When this function is turned on, the device cools the skin after it flashes light. To turn this function on, touch the  button.

11. When you've finished using the IPL hair removal device, touch the  button and hold it for 3 seconds to turn the device off.
12. Unplug the power adapter.
13. If you don't turn the IPL hair removal device off, it will turn off automatically after 3 minutes.

Specifications

Product name	IPL Hair Removal Device Jilt
Model	LY1013
Input voltage	100-240V
Output voltage	12 V
Current	4 A
Power	48 W
Display	LCD
Weight	265.3 g

Warranty and technical support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to <https://www.lykkele.pl>. If you have questions about using the product – contact us at kontakt@lykkele.pl. Manufacturer: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Poland.

Disposal and the EU compliance statement



We, as the manufacturer of this equipment, declare that it meets the rules of the appropriate EU directives. If you need a copy of the EU Declaration of Conformity – contact us.



Do not throw this equipment out with other household waste. This equipment is made from materials that may be harmful to the environment and human health, if the product is disposed of in the wrong way. When you need to throw away an old product, take it to a designated collection point.



Do not use this equipment outside. Do not expose it to various weather conditions.



Do not use this equipment near a bathtub, shower, sink, or any other container with water. If you're using this device in a bathroom, unplug it after you've finished using it. Even a turned-off device may be dangerous when it's near water.



Jilt

Depilator IPL Jilt

Zanim użyjesz depilatora IPL, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

To jest skrócona instrukcja. Aby zobaczyć pełną instrukcję w różnych językach, zeskanuj ten kod QR lub wejdź na: <https://www.lykkele.pl/do-pobrania>

Informacje o bezpieczeństwie

- Używaj depilatora IPL tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie włączaj depilatora IPL, jeśli jest uszkodzony - na przykład nie działa prawidłowo, ma pękniętą obudowę albo jego zasilacz ma uszkodzoną wtyczkę.
- Depilator naprawiaj tylko w naszym serwisie. Inaczej stracisz na niego gwarancję. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody, które może wyrządzić depilator naprawiony poza naszym serwisem.
- Trzymaj depilator IPL poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj depilatora IPL w pobliżu wody.
- Jeśli depilator IPL wpadnie do wody, nie dotykaj go. Od razu odłącz jego zasilacz od prądu.
- Nie zanurzaj depilatora IPL w wodzie ani innym płynie.
- Nie dotykaj depilatora IPL mokrymi rękami.
- Depilator IPL emituje światło - nie patrz na nie bezpośrednio.
- Nie używaj depilatora IPL w okolicy oczu.
- Kiedy nie używasz depilatora IPL, wyłącz go i odłącz jego zasilacz od prądu.
- Zanim zaczniesz czyścić depilator IPL lub jego zasilacz, odłącz go od prądu. Czyść je lekko wilgotną ściereczką.
- Gdy odłączasz zasilacz depilatora od prądu, trzymaj za wtyczkę, nie za przewód. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.

Kto nie powinien używać depilatora IPL:

- osoby do 18 roku życia
- mężczyźni na skórze twarzy
- osoby, które mają ciemną skórę. Jeśli będziesz używać depilatora IPL na ciemnej skórze, może on spowodować oparzenia, pęcherze i zmiany koloru skóry.

Nie używaj depilatora IPL, jeśli:

- masz świeżo opaloną skórę.
- jesteś krótko po ekspozycji skóry na słońce.

Jeśli będziesz używać depilatora IPL na takiej skórze, może on spowodować oparzenia, pęcherze i zmiany koloru skóry.

Informacje o bezpieczeństwie

Nie używaj depilatora IPL, jeśli:

- jesteś w ciąży lub karmisz piersią,
- jesteś po przeszczepie skóry i nie minęły cztery tygodnie od zabiegu,
- masz egzemę, łuszczycę, urazy skóry, otwarte rany lub infekcje skóry takie jak opryszczka. W takim przypadku możesz używać depilatora IPL po tym, jak zmiany na skórze się zagoją,
- masz choroby skóry, które wynikają z cukrzycy,
- masz epilepsję,
- masz rozrusznik serca, urządzenie do leczenia inkontynencji lub używasz pompy insulinowej,
- masz rzeżączkę, świerzbiczkę letnią, pokrzywkę, toczeń rumieniowaty itp.,
- masz nowotwór skóry lub jego podejrzenie,
- w trakcie ostatnich 3 miesięcy leczono Cię radioterapią lub chemioterapią,
- w trakcie ostatnich 6 miesięcy leczono Cię izotretynoiną,
- używasz teraz tych leków lub substancji:
 - kwasy owocowe,
 - kwasy BHA,
 - kwas all-trans-retinowy,
 - retinoidy,
 - kwas azelainowy,
 - tetracyklina,
 - fenotiazyna,
 - tiazydy,
 - diuretyki,
 - pochodne sulfonilomocznika,
 - sulfonamidy,
 - trimetoprim,
 - fluorouracyl,
 - winblastyna,
 - gryzeofulwina,
 - leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, na przykład: aspiryna, ibuprofen, paracetamol.



Wskazówka | Osoby z niepełnosprawnościami powinny używać depilatora IPL w obecności opiekuna, jeśli nie mogą używać urządzenia samodzielnie.



Wskazówka | Jeśli masz wątpliwości, czy możesz używać depilatora IPL - skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym, chirurgiem lub dermatologiem.

Zawartość opakowania

- Depilator IPL
- Zasilacz
- Maszynkę do golenia

- Okulary ochronne
- Instrukcję obsługi

Zanim użyjesz depilatora IPL



Wskazówka | Unikaj ekspozycji skóry na słońce i promieniowanie ultrafioletowe przez 4 tygodnie przed użyciem depilatora IPL.

Skóra						
Włosy						
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Na jakiej skórze możesz używać depilatora IPL:

biała, żółta, jasnobrązowa, brązowa

Na jakiej skórze nie używaj depilatora IPL:

ciemnobrązowa, czarna

Na jakich włosach możesz używać depilatora IPL:

czarne, ciemnobrązowe, brązowe, jasnobrązowe

Na jakich włosach nie używaj depilatora IPL:

jasne, rude, białe / siwe

01. Używaj depilatora na czystej i suchej skórze.
02. Ogol maszynką miejsce na skórze, gdzie chcesz użyć depilatora. Włoski muszą być krótsze niż 1 mm. Jeśli użyjesz depilatora na nieogolonej skórze, może pojawić się ból, zaczerwienienie lub oparzenie. Możesz też uszkodzić depilator.
03. Na skórze, którą chcesz wydepilować, nie używaj oleistych substancji - takich jak perfumy, balsamy lub kremy.
04. Upewnij się, że okienko lampy jest czyste. Jeśli nie, wytrzyj je dokładnie suchą ściereczką.

Jak używać depilatora IPL

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

01. Zakryj wszystkie tatuaże i plamki na skórze takie jak piegi, pieprzyki czy znamiona, zanim zaczniesz używać depilatora. Nie używaj depilatora w tych miejscach.
02. Nie patrz bezpośrednio na urządzenie, kiedy emituje ono światło.
03. Nie używaj depilatora na sutkach i narządach rozrodczych.
04. Nie używaj depilatora w miejscach, w których chcesz, by w przyszłości rosły włoski.
05. Nie włączaj błysku depilatora w otwartej przestrzeni. Rób to tylko wtedy, gdy okienko urządzenia całkowicie przylega do skóry.
06. Nie używaj alkoholu ani żadnych innych łatwopalnych płynów – takich jak perfumy albo płyn dezynfekujący – by oczyścić skórę, na której potem będziesz używać depilatora.
07. Korzystanie z depilatora może spowodować tymczasowe zmiany koloru skóry. Jeśli używasz depilatora dłuższy czas i kolor Twojej skóry znacząco się zmienił – skonsultuj to z lekarzem.
08. Zaczynaj korzystać z depilatora w najniższym trybie intensywności. Im wyższy tryb intensywności, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych. Jeśli nie czujesz żadnego dyskomfortu przy depilacji, możesz następnym razem zwiększyć tryb intensywności.

Jak używać depilatora IPL

01. Pamiętaj, by wcześniej ogolić miejsce, na którym chcesz użyć depilatora. Możesz użyć golarki, która jest w zestawie.
02. Podłącz depilator do zasilacza, a zasilacz do prądu. Na wyświetlaczu pojawi się napis OFF.
03. Załóż okulary ochronne, które są w zestawie.
04. By włączyć depilator, dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk .
05. Depilator włączy się w pierwszym trybie intensywności. Jeśli używasz depilatora po raz pierwszy, korzystaj z tego trybu. Jeśli nie czujesz żadnego dyskomfortu, możesz przy kolejnych depilacjach zwiększać tryb intensywności.
06. Aby zwiększyć tryb intensywności, dotknij przycisk . Depilator ma 5 trybów intensywności. Używaj tego trybu, w którym czujesz lekki dyskomfort, kiedy używasz depilatora. Wtedy działanie urządzenia będzie najbardziej skuteczne.
07. Przykładaj depilator okienkiem lampy do miejsca, które chcesz wydepilować. Trzymaj depilator przy skórze pod kątem prostym.
08. Naciskaj przycisk **M**, by depilator błysnął światłem.
09. Po tym jak wydepilujesz dany obszar ciała, np. nogi czy okolice bikini, możesz zrobić to jeszcze 1–2 razy. Dzięki temu uzyskasz lepsze efekty. Nie używaj depilatora więcej niż 3 razy z rzędu w tym samym miejscu na skórze.
10. Możesz używać depilatora w trybie automatycznym. By włączyć ten tryb, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **M**. W tym trybie depilator błyska automatycznie, musisz go tylko przesunąć po obszarze, który chcesz wydepilować. By włączyć tryb ręczny, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **M**.



Wskazówka | Możesz używać depilatora z funkcją chłodzenia. Depilator będzie wtedy chłodził skórę po błysku światła. By włączyć tę funkcję, dotknij przycisk .

11. Kiedy skończysz używać depilatora, dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , by wyłączyć urządzenie.
12. Odłącz zasilacz depilatora od prądu.
13. Jeśli nie wyłączysz depilatora, wyłączy się on automatycznie po 3 minutach.

Specyfikacja

Nazwa produktu	Depilator IPL JILT
Model	LY1013
Napięcie wejściowe	100-240V
Napięcie wyjściowe	12 V
Natężenie prądu	4 A
Moc	48 W
Wyświetlacz	wyświetlacz cyfrowy
Waga	265.3 g

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej <https://www.lykkele.pl>. Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@lykkele.pl. Producent: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polska.

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami



Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.



Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których jest zrobiony, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.



Nie używaj tego sprzętu na zewnątrz. Nie narażaj go na działanie warunków atmosferycznych.



Nie używaj tego sprzętu w pobliżu wanny, prysznica, umywalki czy innych zbiorników z wodą. Jeśli używasz urządzenia w łazience, odłącz je od prądu po tym, jak skończysz z niego korzystać. Nawet wyłączone urządzenie może być niebezpieczne, kiedy jest blisko wody.



Jilt

Haarentferner IPL

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den IPL-Haarentferner benutzen. Bewahren Sie diese für die Zukunft auf. Dies ist eine verkürzte Anleitung. Um die vollständige Anleitung in verschiedenen Sprachen zu sehen, scannen Sie diesen QR-Code oder gehen Sie zu: <https://www.lykkele.pl/do-pobrania>

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den IPL-Haarentferner nur für den vorgesehenen Zweck.
- Schalten Sie den IPL-Haarentferner nicht ein, wenn dieser beschädigt ist, z. B. wenn er nicht richtig funktioniert, ein gerissenes Gehäuse oder das Netzteil einen beschädigten Stecker hat.
- Lassen Sie den Haarentferner nur in unserer Servicestelle reparieren. Anderenfalls verlieren Sie die Garantieansprüche. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch ein außerhalb unserer Servicestelle repariertes Haarentfernungsgerät verursacht werden.
- Bewahren Sie den IPL-Haarentferner außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den IPL-Haarentferner nicht in Wassernähe.
- Fällt der IPL-Haarentferner ins Wasser, berühren Sie ihn nicht. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Tauchen Sie den IPL-Haarentferner nicht ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.
- Berühren Sie den IPL-Haarentferner nicht mit nassen Händen.
- Der IPL-Haarentferner sendet Licht aus - schauen Sie nicht direkt in das Gerät.
- Verwenden Sie den IPL-Haarentferner nicht in Augennähe.
- Wenn Sie Ihren IPL-Haarentferner nicht benutzen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des IPL-Haarentferners oder seines Netzteils den Netzstecker. Reinigen Sie ihn mit leicht feuchtem Tuch.
- Wenn Sie das Netzteil des IPL-Haarentferners herausziehen, halten Sie ihn am Stecker und nicht am Kabel fest. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.

Wer sollte den IPL-Haarentferner nicht benutzen:

- Personen unter dem 18. Lebensjahr,
- Männer auf der Gesichtshaut,
- Personen mit dunkler Hautfarbe. Wenn Sie den IPL-Haarentferner auf dunkler Haut verwenden, kann dies zu Verbrennungen, Blasen und Hautveränderungen führen.

Verwenden Sie den IPL-Haarentferner nicht, wenn:

- Sie frisch gebräunte Haut haben,
- Sie kurz davor der Sonneneinstrahlung ausgesetzt waren.

Wenn Sie den IPL-Haarentferner auf solch einer Haut verwenden, kann dies zu Verbrennungen, Blasen und Hautveränderungen führen.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie den IPL-Haarentferner nicht, wenn:

- Sie schwanger sind oder stillen,
- Sie eine Hauttransplantation hatten und der Eingriff ist noch keine vier Wochen her,
- Sie Ekzeme, Schuppenflechte, Hautverletzungen, offene Wunden oder Hautinfektionen wie Herpes haben, In diesem Fall können Sie den IPL-Haarentferner verwenden, nachdem die Hautwunden abgeheilt sind,
- Sie Hauterkrankungen haben, die auf Diabetes zurückzuführen sind,
- Sie an Epilepsie leiden,
- Sie einen Herzschrittmacher bzw. Inkontinenzgerät haben oder eine Insulinpumpe benutzen,
- Sie Tripper, Sommerkrätze, Urtikaria, Röteln usw. haben,
- Sie Hautkrebs oder den Verdacht auf Hautkrebs haben,
- Sie in den letzten 3 Monaten mit einer Radio- oder Chemotherapie behandelt wurden,
- Sie in den letzten 6 Monaten mit Isotretinoin behandelt wurden,
- Sie nehmen aktuell diese Medikamente oder Substanzen:
 - Fruchtsäuren,
 - BHA-Säuren,
 - all-trans-Retinsäure,
 - Retinoide,
 - Azelainsäure,
 - Tetracyclin,
 - Phenothiazin,
 - Thiazide,
 - Diuretika,
 - Sulfonharnstoff-Derivate,
 - Sulfonamide,
 - Trimethoprim,
 - Fluorouracil,
 - Vinblastin,
 - Griseofulvin,
 - Schmerzmittel und entzündungshemmende Medikamente, zum Beispiel: Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol.



Hinweis | Personen mit Behinderungen sollten den IPL-Haarentferner im Beisein einer Betreuungsperson verwenden, wenn sie das Gerät nicht selbstständig bedienen können.



Hinweis | Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie den IPL-Haarentferner verwenden können, fragen Sie Ihren Hausarzt, Chirurgen oder Dermatologen.

Verpackungsinhalt

- IPL-Haarentferner
- Netzgerät
- Rasierapparat

- Schutzbrille
- Bedienungsanleitung

Vor dem Gebrauch des IPL-Haarentferners



Hinweis | Vermeiden Sie es, die Haut 4 Wochen lang der Sonne und ultravioletten Strahlen auszusetzen, bevor Sie den IPL-Haarentferner verwenden.

Haut						
Haare						
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Auf welcher Haut können Sie den IPL-Haarentferner verwenden:
weiß, gelb, hellbraun, braun

Auf welcher Haut sollten Sie den IPL-Haarentferner nicht verwenden:
dunkelbraun, schwarz

Auf welchem Haar können Sie den IPL-Haarentferner verwenden:
schwarz, dunkelbraun, braun, hellbraun

Auf welchem Haar sollten Sie den IPL-Haarentferner nicht verwenden:
hell, rot, weiß / grau

01. Verwenden Sie den Haarentferner auf sauberer und trockener Haut.
02. Rasieren Sie den Bereich Ihrer Haut, auf dem Sie den Haarentferner verwenden möchten, mit einem Rasierapparat. Die Haare müssen kürzer als 1 mm sein. Wenn Sie den Haarentferner auf unrasierter Haut verwenden, können Sie Schmerzen, Rötungen oder Brennen verspüren. Sie können den Haarentferner auch beschädigen.
03. Verwenden Sie keine fettigen Substanzen - wie Parfüms, Lotionen oder Cremes - auf der Haut, die Sie epilieren möchten.
04. Stellen Sie sicher, dass das Lampenfenster sauber ist. Wenn nicht, wischen Sie es gründlich mit trockenem Tuch ab.

Gebrauchsweise des IPL-Haarentferrers

Achten Sie auf Ihre Sicherheit

01. Decken Sie Tätowierungen und Flecken auf der Haut wie Sommersprossen, Pigmentflecken oder Muttermale ab, bevor Sie den Haarentferrer benutzen. Verwenden Sie den Haarentferrer nicht an diesen Stellen.
02. Schauen Sie nicht direkt in das Gerät, wenn es Licht abgibt.
03. Verwenden Sie den Haarentferrer nicht an Brustwarzen oder Geschlechtsorganen.
04. Benutzen Sie Ihren Haarentferrer nicht an Stellen, an denen in Zukunft Haare wachsen sollen.
05. Schalten Sie den Blitz des Haarentferrers nicht in einem offenen Bereich ein. Tun Sie dies nur, wenn das Fenster des Geräts vollständig auf der Haut aufliegt.
06. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere leicht brennbare Flüssigkeiten - wie Parfüm oder Desinfektionsmittel - um die Haut zu reinigen, auf der Sie später den Haarentferrer verwenden werden.
07. Die Verwendung des Haarentferrers kann zu vorübergehenden Veränderungen der Hautfarbe führen. Wenn Sie den Haarentferrer über einen längeren Zeitraum verwendet haben und sich Ihre Hautfarbe deutlich verändert hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
08. Verwenden Sie Ihren Haarentferrer zunächst in der niedrigsten Intensitätsstufe. Je höher die Intensität ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen. Wenn Sie beim Epilieren kein Unbehagen verspüren, können Sie die Intensität beim nächsten Mal erhöhen.

Gebrauchsweise des IPL-Haarentferrers

01. Denken Sie daran, den Bereich, an dem Sie den Haarentferrer verwenden möchten, vorher zu rasieren. Sie können den Rasierapparat verwenden, der im Set enthalten ist.
02. Verbinden Sie den Haarentferrer mit dem Netzteil und das Netzteil mit dem Stromnetz. Auf dem Display wird OFF angezeigt.
03. Setzen Sie die mitgelieferte Schutzbrille auf.
04. Drücken und halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Haarentferrer einzuschalten.
05. Der Haarentferrer sich im ersten Intensitätsmodus ein. Wenn Sie den Haarentferrer zum ersten Mal benutzen, verwenden Sie diesen Modus. Wenn Sie beim Epilieren kein Unbehagen verspüren, können Sie die Intensität beim nächsten Mal erhöhen.
06. Um den Intensitätsmodus zu erhöhen, drücken Sie die Taste . Der Haarentferrer hat 5 Intensitätsstufen. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie bei der Verwendung des Haarentferrers ein leichtes Unbehagen verspüren. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wirkung des Geräts am effektivsten.
07. Setzen Sie den Haarentferrer mit dem Fenster der Lampe auf den Bereich, den Sie epilieren möchten. Halten Sie den Haarentferrer in einem rechten Winkel gegen die Haut.
08. Drücken Sie die Taste **M**, um den Haarentferrer mit Licht blinken zu lassen.
09. Nachdem Sie einen Bereich Ihres Körpers, z. B. die Beine oder die Bikinizone, enthaart haben, können Sie ein oder zwei weitere Male wachsen. So erhalten Sie bessere Ergebnisse. Benutzen Sie den Haarentferrer nicht öfter als 3 Mal hintereinander an der gleichen Hautstelle.
10. Sie können den Haarentferrer im automatischen Modus verwenden. Um diesen Modus zu aktivieren, halten Sie die Taste **M** für 3 Sekunden gedrückt. In diesem Modus blinkt der Haarentferrer automatisch, Sie müssen ihn nur über den Bereich bewegen, den Sie epilieren möchten. Um den manuellen Modus zu aktivieren, halten Sie die Taste **M** 3 Sekunden lang gedrückt.



Hinweis | Sie können den Haarentferrer mit Kühlfunktion verwenden. Der Haarentferrer kühlt dann die Haut nach einem Lichtblitz ab. Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf die Taste .

11. Wenn Sie den Haarentferrer nicht mehr benutzen, halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
12. Trennen Sie das Netzgerät des Haarentferrers von der Stromversorgung.
13. Wenn Sie den Haarentferrer nicht ausschalten, schaltet sich dieser nach 3 Minuten automatisch ab.

Spezifikation

Produktbezeichnung	IPL JILT-Haarentferner
Modell	LY1013
Eingangsspannung	100-240V
Ausgangsspannung	12 V
Stromintensität	4 A
Leistung	48 W
Display	Digital-Display
Gewicht	265.3g

Garantie und technischer Support

Auf Ihr Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website <https://www.lykkele.pl>. Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produktes wünschen - kontaktieren Sie uns unter kontakt@lykkele.pl. Hersteller: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polen.

Umweltschutz und Einhaltung von Vorschriften



Als Hersteller dieses Gerätes erklären wir, dass es den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit anderem Abfall. Materialien, aus denen das Gerät besteht, können bei unsachgemäßer Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Geben Sie Altgeräte bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott ab.




Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien. Setzen Sie es nicht der Witterung aus.



Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Wenn Sie das Gerät im Badezimmer benutzen, ziehen Sie den Stecker, wenn Sie es nicht mehr brauchen. Selbst ein ausgeschaltetes Gerät kann gefährlich sein, wenn es sich in der Nähe von Wasser befindet. Selbst ein ausgeschaltetes Gerät kann gefährlich sein, wenn es sich in der Nähe von Wasser befindet.

Jilt

Depilator IPL Jilt



LYKKELE

Find More Products: www.lykkele.pl

Have a Nice Day