

LYKKELE




Lien

Irrigator

EN

Lien

Irrigator





Lien

Irrigator

This is Lien, the irrigator from Lykkele. The product will allow you to take even better care of your smile. You will clean your teeth, gums and tongue. See how to use it. **Read its user manual before use. Keep it for future reference.**

Table of contents


01. Safety information
02. Description and casing
03. Irrigator tips
04. Modes of use
05. Who should not use the irrigator
06. Prior to first use of the irrigator
07. How to use the irrigator
08. After use
09. Battery charging and maintenance
10. Most common problems and troubleshooting
11. Specifications
12. Warranty and technical support
13. Environmental protection and compliance with law

01. Safety information


- Use the irrigator in accordance with the user manual.
- Do not use the irrigator if it is damaged - for example, it is not working properly, has a cracked casing, or the plug of the charging cable is damaged.
- Do not modify or repair the irrigator yourself. We shall not be held liable for damage or damage to the product caused by user intervention.
- Keep the irrigator out of reach of children.
- Only use irrigator accessories recommended by the manufacturer.
- If the irrigator falls into the water while charging, disconnect the power plug before removing it from the water.
- Do not press the nozzle against your gums or teeth to avoid their damage.
- Do not use if nozzle is missing.
- Persons suffering from periodontal disease or persons who have undergone oral surgery within the past 2 months should consult a physician before using the product.
- If you drop the irrigator, replace the tip, even if it does not look damaged.
- Unplug the cord before cleaning the irrigator or charging cable. Clean with a slightly damp cloth.
- When unplugging the charger, hold it by the plug, not the cable. Do not touch the plug with wet hands.
- Do not expose the product to fire or high temperatures.
- To avoid burns, do not use water hotter than 40 °C.
- Remember to clean the mouthpiece regularly.
- Some mouthwashes may corrode this product. Do not use them.

02. Description and casing


The irrigator is designed to remove plaque and effectively clean hard-to-reach places in the mouth, such as spaces between the teeth and periodontal pockets. Thanks to a specially generated stream of water under controlled pressure, the irrigator provides thorough cleaning of teeth, gums and tongue. Our irrigator offers a variety of tips and modes that can be adapted to your individual needs. This way, you may choose the most appropriate option to achieve optimal results in your daily oral hygiene.




03. Irrigator tips



A



B



C



D

The set accompanying the irrigator includes 6 different tips, each of which performs specific functions and allows effective cleaning of different areas of the oral cavity. Below is the description of individual tips:

- A) Basic head** (2 pieces) - designed for everyday use, especially for healthy teeth and gums. You can effectively remove plaque and food particles from hard-to-reach places, such as interdental spaces and the lower parts of the gums. In addition, by massaging your gums with this tip, you can strengthen their condition.
- B) Tip for braces** (2 pieces) - specially designed to clean areas around the braces. It will remove sediment and food residues from the braces, as well as effectively remove plaque from the enamel. You may also use it to massage your gums.
- C) Tip for cleaning periodontal pockets** - intended for cleaning periodontal pockets and hard-to-reach places in the oral cavity. It can also be used to introduce liquid medications between the gum line and the periodontal pocket. We recommend using it only in a soft mode.
- D) Tongue cleaning tip** - of a small spatula shape, used to remove coating from the surface of the tongue. Use of this tip regularly to maintain proper bacterial flora in the mouth and fresh breath.

04. Modes of use

The irrigator has 4 modes of use:

- A) Soft** - use it if you have sensitive teeth and gums. Use this mode also for the first 2 weeks of use, even if your teeth and gums are not sensitive.
- B) Normal** - use it for daily cleaning.
- C) Gum care** - alternating pulsation of the water stream: strong and weak. For massaging gums and interdental spaces.
- D) Pulse** - pulsating mode for massage. Precise and effective rinsing.

How to change the modes

Press the On/Off button to turn on the irrigator. Select the desired mode by pressing the mode button (D). You can also switch modes while using the product using the mode button (D). The modes change in the order they are listed on the product.

05. Who should not use the irrigator

The irrigator should not be used by:

- Children up to 8 years of age,
- Persons who have ulcers in the mouth,
- Persons who have open sores in the mouth.

Some persons should use the irrigator in the presence of a caregiver. These are:

- Children up to 8 years of age,
- Persons with disabilities if they cannot use the irrigator on their own.

Recommendations

Your oral health is a priority, so we always recommend consulting with a dental or orthodontic professional prior to starting any new oral hygiene practice. This should be followed especially if you are undergoing dental treatment, have dental implants, piercings in the mouth or wear braces.

06. Prior to first use of the irrigator


Recommendations

The gums may bleed during the first two weeks of using the irrigator. To prevent it, we recommend using the irrigator in a soft mode during this period. Regular use should stop the bleeding. If bleeding continues for more than two weeks or is heavy, we recommend consulting a specialist.

Remember!


Fully charge the battery prior to first use of the irrigator. It will take about 5 hours (from 0 to 100%). Do not use the product while it is charging. To charge the irrigator, connect one end of the cord to the product and the other to a 5V 2A wall charger (not included). Plug the charger into an electrical outlet. You can also connect the cable to another power source with appropriate voltage, e.g. power bank or laptop.

01. Insert the tip into the hole at the top of the irrigator and push it until you hear a click




02. Fill in the water container. Use one of the two below methods:

- a) Open the water container cover. Next, holding the product horizontally, pour water into the container and close the cover.




- b) Unscrew the water container to remove it. Hold the water container upright and fill with water. When assembling, press it upwards and turn it towards the lock to lock it.



Recommendations

Make sure the irrigator is turned off before unscrewing the container and pouring water into it.

03. To remove the tip, press the release button (B).



07. How to use the irrigator

01. Hold the product diagonally and insert the irrigator tip into your mouth. Point the nozzle at the teeth.





02. Close your mouth to prevent water splashing.
03. Turn on the irrigator by pressing the ON/OFF button.
04. Rotate the irrigator tip to change the direction of the water stream.

Remember

Do not direct the water stream under the tongue.


05. Clean your teeth by moving the irrigator from the back teeth to the front teeth. Direct the water stream along the gum line.
06. To thoroughly clean interdental spaces, make pauses between the teeth.



07. Clean your teeth with the irrigator for 2 minutes. After this time, the product will automatically turn off.
08. If you want to turn off the irrigator earlier, press the On/Off button.



08. After use

01. Turn off the irrigator if it did not turn off by itself.
02. Open the water container cover.
03. Discard the water from the product.



09. Charging and battery maintenance

Battery charging



01. If you notice a decrease in power when using the irrigator and the battery level indicator starts flashing, it means that the battery is about to run out. Connect the irrigator to the charging device.
02. While the battery is charging, the battery level indicator will flash.
03. When the battery is fully charged, the battery level indicator will be on continuously.


!Backlight!

When the battery level is low, you will see a red flashing light.
While charging, the green LED flashes.
When the device is fully charged, the LED is green.

Battery maintenance

- If you know that the irrigator will not be used for an extended period of time, we recommend you to fully charge the battery beforehand.
- To ensure the longest possible battery life, charge it when you notice a drop in power of the irrigator.

Proper maintenance of the irrigator battery is important to maintain optimal device performance. Ensuring proper charging and responsible management of battery usage will allow you to use the irrigator for a long time.

10. Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Water is leaking from where the irrigator tip is inserted.	The ring that seals the tip insertion point is damaged and the tip cannot be inserted properly.	Contact your retailer to repair the ring.
Water container is leaking.	The seal is loose.	Try to screw in the tank properly once again.
The water pressure is low.	Voltage is too low.	Charge the battery.
Irrigator does not want to turn on.	Voltage is too low.	Charge the battery.

11. Specifications

Product	Irrigator
Model	Lien
Power supply	3.7 V
Power	5 W
Modes	Soft:50-70 PSI • Standard:70-120 PSI • Gumcare:50-80 PSI • Pulse:50-70 PSI
Water pressure	20-120 PSI (1.37 - 8.27 Bar)
Pulses frequency	2000 times per minute
Tips in the set	2 x Basic tip • 2 x Orthodontic braces tip • 1 x Tongue cleaning tip • 1x Tip for cleaning periodontal pockets
Water container capacity	280 ml

12. Warranty and technical support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to <https://www.lykkele.pl>. If you have questions about using the product – contact us at kontakt@lykkele.pl. Manufacturer: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Poland.

13. Environmental protection and compliance with law



We, as the manufacturer of this equipment, declare that it meets the rules of the appropriate EU directives. If you need a copy of the EU Declaration of Conformity – contact us.



Do not throw this equipment out with other household waste. This equipment is made from materials that may be harmful to the environment and human health, if the product is disposed of in the wrong way. When you need to throw away an old product, take it to a designated collection point.



Do not use this equipment outside. Do not expose it to various weather conditions.



Lien

Irygator

Oto Lien, irygator od Lykkele. Z nim jeszcze lepiej zadbasz o swój uśmiech. Wyczyścisz zęby, dziąsła i język. Zobacz, jak go używać. **Przed użyciem produktu, zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.**

Spis treści


01. Informacje o bezpieczeństwie
02. Opis i budowa
03. Końcówki irygatora
04. Tryby działania
05. Jak używać irygatora
06. Zanim użyjesz irygatora po raz pierwszy
07. Jak używać irygatora
08. Po użyciu irygatora
09. Ładowanie i konserwacja baterii
10. Częste problemy i ich rozwiązania
11. Specyfikacja
12. Gwarancja i wsparcie techniczne
13. Ochrona środowiska i zgodność z przepisami

01. Informacje o bezpieczeństwie

- Używaj irygatora zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie włączaj irygatora, jeśli jest uszkodzony – na przykład nie działa prawidłowo, ma pękniętą obudowę albo kabel do ładowania ma uszkodzoną wtyczkę.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj irygatora we własnym zakresie. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody bądź uszkodzenie produktu wywołane ingerencją użytkownika.
- Trzymaj irygator poza zasięgiem dzieci.
- Używaj tylko akcesoriów do irygatora, które zaleca producent.
- Jeśli irygator wpadnie do wody podczas ładowania, odłącz wtyczkę zasilania przed wyjęciem go z wody.
- Nie dociskaj dyszy do dziąseł lub zębów, aby uniknąć uszkodzeń zębów lub dziąseł.
- Nie używaj w przypadku braku dyszy.
- Osoby z chorobami przyzębia lub osoby, które przeszły operacje jamy ustnej w ciągu ostatnich 2 miesięcy, przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli upuścisz irygator, wymień jego końcówkę, nawet jeśli nie wygląda na uszkodzoną.
- Zanim zaczniesz czyścić irygator lub kabel do ładowania, odłącz przewód od prądu. Czyść lekko wilgotną ściereczką.
- Kiedy odłączasz ładowarkę od prądu, trzymaj ją za wtyczkę, nie za kabel. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma.
- Nie wystawiaj produktu na działanie ognia lub wysokiej temperatury.
- W celu uniknięcia poparzeń nie używaj wody o temperaturze przekraczającej 40 °C.
- Pamiętaj o regularnym czyszczeniu ustnika.
- Niektóre płyny do płukania jamy ustnej, mogą powodować korozję tego produktu. Nie stosuj ich.

02. Opis i budowa


Irygator jest przeznaczony do usuwania płytki nazębnej oraz skutecznego czyszczenia trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej, takich jak przestrzenie między zębami czy kieszonki dziąsłowe. Dzięki specjalnie generowanemu strumieniowi wody pod kontrolowanym ciśnieniem irygator zapewnia dokładne czyszczenie zębów, dziąseł i języka. Nasz irygator oferuje różnorodne końcówki i tryby, które możesz dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu masz możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej opcji, umożliwiającej osiągnięcie optymalnych rezultatów w codziennej higieny jamy ustnej.




03. Końcówki irygatora



A



B



C



D

W zestawie dołączonym do irygatora znajdziesz 6 różnych końcówek, z których każda spełnia określone funkcje i umożliwia skuteczne czyszczenie różnych obszarów jamy ustnej. Oto opis poszczególnych końcówek:

- A) Końcówka podstawowa** (2 sztuki) - przeznaczona do codziennego użytku, szczególnie w przypadku zdrowych zębów i dziąseł. Skutecznie usuniesz nią płytkę nazębną oraz resztki jedzenia z trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie międzyzębowe i dolne części dziąseł. Co więcej, masując dziąsła tą końcówką, możesz wzmocnić ich kondycję.
- B) Końcówka do aparatu ortodontycznego** (2 sztuki) - została specjalnie zaprojektowana do czyszczenia miejsc wokół aparatu ortodontycznego. Usuniesz nią osad i resztki jedzenia z aparatu, a także skutecznie usuniesz płytkę nazębną ze szklivi. Również możesz wykorzystać ją do masażu dziąseł.
- C) Końcówka do czyszczenia kieszonek dziąsłowych** - dedykowana czyszczeniu kieszonek dziąsłowych oraz trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej. Może również służyć do wprowadzenia płynnych leków pomiędzy linię dziąsła, a kieszonkę dziąsłową. Rekomendujemy używanie jej tylko w delikatnym trybie.
- D) Końcówka do czyszczenia języka** - ma kształt małej łopatkki i służy do usuwania nalotu z powierzchni języka. Regularne używanie tej końcówki pomoże utrzymać prawidłową florę bakteryjną w jamie ustnej oraz świeży oddech.

04. Tryby działania

Irygator ma 4 tryby działania:

- A) Soft** (delikatny) - używaj go, jeśli masz wrażliwe zęby i dziąsła. Korzystaj też z tego trybu przez pierwsze 2 tygodnie użytkowania, nawet jeśli Twoje zęby i dziąsła nie są wrażliwe.
- B) Normal** (normalny) - używaj go do codziennego mycia.
- C) Gum care** (pielęgnacja dziąseł) - naprzemienne pulsowanie strumienia wody: mocne i słabe. Do masażu dziąseł i przestrzeni międzyzębowych.
- D) Pulse** (pulsacja) - tryb pulsacyjny do masażu. Precyzyjne i skuteczne pukanie.

Jak zmieniać tryby

Naciśnij przycisk On/Off, żeby włączyć irygator. Wybierz żądany tryb, naciskając przycisk trybu (D). Można również przełączać tryby w trakcie użytkowania, używając przycisku trybu (D). Tryby zmieniają się w takiej kolejności, w jakiej są wypisane na urządzeniu.

05. Kto nie powinien używać irygatora

Irygatora nie powinny używać:

- Dzieci do 8 roku życia,
- Osoby, które mają wrzody w jamie ustnej,
- Osoby, które mają otwarte rany w jamie ustnej.

Niektóre osoby powinny używać irygatora w obecności opiekuna. Są to

- Dzieci od 8 roku życia,
- Osoby z niepełnosprawnościami, jeśli nie mogą używać irygatora samodzielnie.

Wskazówka

Zdrowie Twojej jamy ustnej jest priorytetem, dlatego zawsze zalecamy konsultacje z profesjonalistą w dziedzinie stomatologii lub ortodontji przed rozpoczęciem nowych praktyk higienicznych. Szczególnie jeśli jesteś w trakcie leczenia stomatologicznego, posiadasz implanty stomatologiczne, kolczyki w jamie ustnej lub nosisz aparat ortodontyczny.

06. Zanim użyjesz irygatora po raz pierwszy


Wskazówka

W ciągu pierwszych dwóch tygodni korzystania z irygatora może wystąpić krwawienie dziąseł. Aby temu zapobiec, zalecamy używanie irygatora w trybie delikatnym przez ten okres. Regularne używanie powinno doprowadzić do ustąpienia krwawienia. Jeżeli krwawienie utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie lub jest obfite, zalecamy konsultację ze specjalistą.

Pamiętaj!


Zanim użyjesz irygatora pierwszy raz, naładuj całkowicie baterię. Potrwa to około 5 godzin (od 0 do 100%). W trakcie ładowania nie używaj urządzenia. Żeby naładować irygator, podłącz jeden koniec przewodu do urządzenia, a drugi do ładowarki sieciowej o napięciu 5V 2A (brak w zestawie). Ładowarkę podłącz do gniazdka elektrycznego. Przewód możesz również do innego źródła prądu o odpowiednim napięciu, np. powerbanku czy laptopa.

01. Włóż końcówkę do otworu w górnej części irygatora i wciśnij ją do momentu, aż usłyszysz kliknięcie.




02. Napełnij zbiornik na wodę. Są dwa sposoby:

- a) Otwórz pokrywę zbiornika na wodę. Następnie, trzymając urządzenie poziomo, wlej wodę do zbiornika, a następnie zamknij pokrywę.




- b) Odkręć zbiornik na wodę, aby go wyjąć. Przytrzymaj zbiornik wody pionowo i napełnij wodą. Podczas montażu dociśnij go do góry i przekręć w kierunku blokady, by go zablokować.



Pamiętaj!


Upewnij się, że irygator jest wyłączony, zanim odkręcisz zbiornik i wlejesz do niego wodę.

03. Aby wyjąć końcówkę, naciśnij przycisk, który ją odblokuje (B).



07. Jak używać irygatora

01. Trzymaj urządzenie ukośnie i włoż końcówkę irygatora do ust. Skieruj wylot końcówki na zęby.





02. Przymknij usta, aby zapobiec rozbryzgowi wody.
 03. Włącz irygator przyciskiem ON/OFF.
 04. Obracaj końcówkę irygatora, aby zmieniać kierunek strumienia wody.

Pamiętaj

Nie kieruj strumienia wody pod język.


05. Czyść zęby, poruszając irygatorem od tylnych do przednich zębów. Skieruj strumień wody wzdłuż linii dziąseł.
 06. Aby dokładnie oczyścić przestrzenie międzyzębowe, zatrzymuj się pomiędzy zębami.



07. Czyść zęby irygatorem przez 2 minuty. Po tym czasie urządzenie automatycznie się wyłączy.
 08. Jeśli chcesz wyłączyć irygator wcześniej, wciśnij przycisk ON/OFF (C).



08. Po użyciu irygatora

01. Wyłącz irygator, jeśli nie wyłączył się samodzielnie.
02. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę.
03. Wylej wodę z urządzenia.



09. Ładowanie i konserwacja baterii

Ładowanie baterii



01. Gdy podczas użytkowania irygatora zauważysz spadek jego mocy i wskaźnik poziomu baterii zacznie migać, oznacza to, że bateria niedługo się rozładuje. Podłącz irygator do ładowania.
02. Podczas ładowania baterii, wskaźnik poziomu baterii będzie migać.
03. Po zakończonym ładowaniu baterii wskaźnik poziomu baterii będzie świecić nieprzerwanie.



!Podświetlenie!

Gdy bateria jest słaba, zobaczysz czerwone, migające światło.
Podczas ładowania, miga zielona dioda.
Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, dioda świeci na zielono.

Konserwacja baterii:

- Jeśli wiesz, że przez dłuższy czas nie będziesz używać irygatora, zalecamy całkowite naładowanie baterii wcześniej.
- Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność baterii, zalecamy ładowanie jej w momencie, gdy zauważysz spadek mocy irygatora.

Prawidłowa konserwacja baterii irygatora jest istotna dla utrzymania optymalnej wydajności urządzenia. Zapewnienie odpowiedniego ładowania i odpowiedzialne zarządzanie zużyciem baterii pozwoli na długotrwałe korzystanie z irygatora.

10. Częste problemy i ich rozwiązania

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Z miejsca, gdzie jest włożona końcówka irygatora, wycieka woda.	Pierścień, który uszczelnia miejsce włożenia końcówki, jest uszkodzony i nie da się jej dobrze włożyć.	Aby naprawić pierścień, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Zbiornik na wodę przecieka.	Uszczelka jest poluzowana.	Spróbuj ponownie dokładnie
Ciśnienie wody jest niskie.	Zbyt niskie napięcie.	przykręcić zbiornik.
Irygator nie włącza się.	Zbyt niskie napięcie.	Naładuj baterię.

11. Specyfikacja

Produkt	Irygator
Model	Lien
Zasilanie	3,7 V
Moc	5 W
Rodzaje programów	Soft:50-70 PSI • Standard:70-120 PSI • Gumcare:50-80 PSI • Pulse:50-70 PSI
Ciśnienie wody	20-120 PSI (1,37 - 8,27 Bar)
Częstotliwość drgań	2000 razy /minute
Końcówki w zestawie	2 x Podstawowa końcówka • 2 x Końcówka do aparatu ortodontycznego • 1 x końcówka do czyszczenia języka • 1x końcówka do czyszczenia kieszonek dziąsłowych
Pojemność zbiornika na wodę	280 ml

12. Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej <https://www.lykkele.pl>. Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@lykkele.pl. Producent: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polska.

13. Ochrona środowiska i zgodność z przepisami



Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.



Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których jest zrobiony, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.



Nie używaj tego sprzętu na zewnątrz. Nie narażaj go na działanie warunków atmosferycznych.



Lien

Die Munddusche

Das ist Lien, die Munddusche von Lykkele. Damit pflegen Sie Ihr Lächeln noch besser. Sie reinigen auch Ihre Zähne, Ihr Zahnfleisch und Ihre Zunge. Informieren Sie sich über ihre Gebrauchsweise. **Lesen Sie vor dem Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese für die Zukunft griffbereit auf.**

Inhaltsverzeichnis


01. Sicherheitshinweise
02. Beschreibung und Aufbau
03. Mundduschaufsätze
04. Betriebstasten
05. Wer sollte die Munddusche nicht benutzen
06. Vor dem ersten Gebrauch der Munddusche
07. Gebrauchsweise der Munddusche
08. Nach dem Gebrauch der Munddusche
09. Aufladen und Pflege des Akkus
10. Häufige Probleme und deren Behebung
11. Spezifikation
12. Garantie und technischer Support
13. Umweltschutz und Einhaltung von Vorschriften

01. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Munddusche nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Schalten Sie die Munddusche nicht ein, wenn diese beschädigt ist, z. B. wenn sie nicht einwandfrei funktioniert, ein gerissenes Gehäuse oder das Netzteil einen beschädigten Stecker hat.
- Modifizieren oder reparieren Sie die Munddusche nicht selbst. Wir haften nicht für Schäden oder die Beschädigung am Produkt, die durch Benutzereingriffe verursacht werden.
- Bewahren Sie die Munddusche außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie nur solches Zubehör für die Munddusche, das der Hersteller empfiehlt.
- Wenn die Munddusche während des Ladevorgangs ins Wasser fällt, ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie sie aus dem Wasser nehmen.
- Drücken Sie die Düse nicht gegen das Zahnfleisch oder die Zähne, um eine Beschädigung Ihrer Zähne oder Ihres Zahnfleisches zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei fehlender Düse.
- Personen mit Parodontitis oder Personen, die sich in den letzten 2 Monaten einer oralen Operation unterzogen haben, sollten vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.
- Wenn Sie die Munddusche fallen lassen, tauschen Sie die Spitze aus, auch wenn sie nicht beschädigt aussieht.
- Ziehen Sie das Kabel ab, bevor Sie die Munddusche oder das Ladekabel reinigen. Reinigen Sie sie mit leicht feuchtem Tuch.
- Wenn Sie das Ladegerät ausstecken, halten Sie den Stecker fest, nicht das Kabel. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie kein Wasser, das heißer als 40 °C ist.
- Denken Sie daran, das Mundstück regelmäßig zu reinigen.
- Bestimmte Mundspülungen können dieses Produkt korrosiv angreifen. Deshalb dürfen diese nicht verwendet werden.

02. Beschreibung und Aufbau


Die Munddusche wurde entwickelt, um Plaque zu entfernen und schwer zugängliche Stellen im Mund, wie z. B. Zahnzwischenräume oder Zahnfleischtaschen, effektiv zu reinigen. Dank eines speziell erzeugten Wasserstrahls unter kontrolliertem Druck sorgt die Munddusche für eine gründliche Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge. Unsere Munddusche bietet eine Vielzahl von Aufsätzen und Betriebsarten, die Sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die am besten geeignete Option zu wählen, um optimale Ergebnisse bei Ihrer täglichen Mundhygiene zu erzielen.




03. Mundduschaufsätze



A



B



C



D

In dem Set, das mit der Munddusche geliefert wird, finden Sie 6 verschiedene Aufsätze, von denen jede bestimmte Funktionen erfüllt und es Ihnen ermöglicht, verschiedene Bereiche des Mundes effektiv zu reinigen. Hier ist eine Beschreibung der einzelnen Aufsätze:

- A) Standardaufsatz (2 St.)** - entwickelt für den täglichen Gebrauch, insbesondere für gesunde Zähne und Zahnfleisch. Sie können Plaque und Speisereste effektiv von schwer zugänglichen Stellen wie Zahnzwischenräumen und unterem Zahnfleisch entfernen. Wenn Sie das Zahnfleisch mit diesem Aufsatz massieren, können Sie außerdem seinen Zustand stärken.
- B) Aufsatz für Zahnsparren (2 St.)** - speziell entwickelt, um die Bereiche um die Zahnsparre herum zu reinigen. Sie können damit Ablagerungen und Speisereste von der Zahnsparre sowie Plaque vom Zahnschmelz effektiv entfernen. Sie können es auch verwenden, um das Zahnfleisch zu massieren.
- C) Reinigungsaufsatz für Zahnfleischtaschen** - vorgesehen für die spezielle Reinigung von Zahnfleischtaschen und schwer zugänglichen Stellen im Mund. Es kann auch verwendet werden, um flüssige Medikamente zwischen den Zahnfleischrand und die Zahnfleischtasche einzuführen. Wir empfehlen, es nur im sanften Modus zu verwenden.
- D) Aufsatz für die Zungenreinigung** - wurde speziell entwickelt, um die Bereiche um die Zahnsparre herum zu reinigen. Sie entfernen Ablagerungen und Speisereste von der Zahnsparre und entfernen effektiv Plaque vom Zahnschmelz. Sie können es auch verwenden, um das Zahnfleisch zu massieren.

04. Betriebstasten

Die Munddusche hat 4 Betriebsarten:

- A) Soft** - verwenden Sie es, wenn Sie empfindliche Zähne und Zahnfleisch haben. Verwenden Sie diesen Modus auch in den ersten 2 Wochen der Anwendung, auch wenn Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch nicht empfindlich sind.
- B) Normal** - verwenden Sie es für die tägliche Wäsche.
- C) Zahnfleischpflege** - abwechselndes Pulsieren des Wasserstrahls: stark und schwach. Zur Massage des Zahnfleisches und der Zahnzwischenräume.
- D) Puls-Modus** - Pulsmodus zum Massieren. Präzises und effektives Spülen.

Wechsel des Betriebsmodus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Munddusche einzuschalten. Wählen Sie den gewünschten Modus aus, indem Sie die Modus-Taste (D) drücken. Sie können den Modus auch während des Gebrauchs mit der Modus-Taste (D) wechseln. Die Betriebsarten ändern sich in der Reihenfolge, in der sie auf dem Gerät aufgelistet sind.

05. Wer sollte die Munddusche nicht benutzen

Die Munddusche darf nicht benutzt werden von:

- Kindern unter dem 8. Lebensjahr,
- Personen, die Geschwüre im Mund haben,
- Personen, die Geschwüre im Mund haben,

Manche Personen sollten die Munddusche im Beisein einer Betreuungsperson benutzen. Dazu zählen:

- Kinder unter dem 8. Lebensjahr,
- Personen mit Behinderungen, wenn sie die Munddusche nicht selbständig benutzen können.

Hinweis

Ihre Mundgesundheit hat Priorität, daher empfehlen wir immer, einen Zahnarzt oder Kieferorthopäden zu konsultieren, bevor Sie mit neuen Hygienepraktiken beginnen. Vor allem, wenn Sie sich einer Zahnbehandlung unterziehen, Zahnimplantate, Mundpiercings oder eine Zahnspange tragen.

06. Vor dem ersten Gebrauch der Munddusche


Hinweis

In den ersten zwei Wochen der Anwendung der Munddusche kann es zu Zahnfleischbluten kommen. Um dies zu verhindern, empfehlen wir, die Munddusche in dieser Zeit schonend zu verwenden. Die regelmäßige Anwendung sollte zu einem Abklingen der Blutungen führen. Wenn die Blutung länger als zwei Wochen anhält oder stark ist, empfehlen wir, einen Spezialisten aufzusuchen.

Denken Sie daran!


Bevor Sie die Munddusche zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku vollständig auf. Es dauert etwa 5 Stunden (von 0 bis 100%). Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs. Um die Munddusche aufzuladen, schließen Sie ein Ende des Kabels an das Gerät und das andere Ende an das 5V 2A Wandladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. Sie können das Kabel auch an eine andere Stromquelle mit der entsprechenden Spannung anschließen, z. B. eine Powerbank oder einen Laptop.

01. Stecken Sie den Aufsatz in das Loch oben an der Munddusche und drücken Sie ihn hinein, bis Sie ein Klicken hören.




02. Füllen Sie den Wasserbehälter. Es gibt zwei Möglichkeiten:

- a) Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters. Halten Sie das Gerät dann waagrecht, gießen Sie Wasser in den Behälter und schließen Sie dann den Deckel.




- b) Schrauben Sie den Wasserbehälter ab, um ihn zu entfernen. Halten Sie den Wasserbehälter senkrecht und füllen Sie ihn mit Wasser. Drücken Sie ihn während der Montage nach oben und drehen Sie es in Richtung des Schlosses, um ihn zu verriegeln.



Denken Sie daran!


Stellen Sie sicher, dass die Munddusche ausgeschaltet ist, bevor Sie den Behälter abschrauben und Wasser hineingießen.

03. Um den Aufsatz zu entfernen, drücke die Taste, mit der sie entriegelt wird (B).



07. Gebrauchsweise der Munddusche

01. Halten Sie das Gerät schräg und führen Sie den Aufsatz der Munddusche in den Mund ein. Richten Sie den Aufsatzauslass auf die Zähne.





02. Schließen Sie den Mund, um zu verhindern, dass Wasser spritzt.
03. Schalten Sie die Munddusche mit der EIN/AUS-Taste ein.
04. Drehen Sie den Mundduschenaufsatz, um die Richtung des Wasserstrahls zu ändern.

Denken Sie daran!

Richten Sie den Wasserstrahl nicht unter die Zunge.


05. Reinigen Sie Ihre Zähne, indem Sie die Munddusche von den hinteren zu den vorderen Zähnen bewegen.
Richten Sie den Wasserstrahl entlang des Zahnfleischrands.
06. Um die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen, halten Sie zwischen den Zähnen an.



07. Reinigen Sie Ihre Zähne 2 Minuten lang mit der Munddusche. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.
08. Wenn Sie die Munddusche vorzeitig ausschalten möchten, drücken Sie die Taste ON/OFF (C).



08. Nach dem Gebrauch der Munddusche

01. Schalten Sie die Munddusche aus, wenn sie sich nicht von selbst ausgeschaltet hat.
02. Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters.
03. Gießen Sie Wasser aus dem Gerät.



09. Aufladen und Pflege des Akkus

Aufladen des Akkus



01. Wenn Sie während der Verwendung der Munddusche einen Leistungsabfall bemerken und die Akkustandanzeige zu blinken beginnt, bedeutet dies, dass der Akku bald leer ist. Schließen Sie die Munddusche an die Ladung an.
02. Während der Akku aufgeladen wird, blinkt die Akkustandanzeige.
03. Wenn der Akku aufgeladen ist, leuchtet die Akkustandanzeige dauerhaft.


!Leuchthinweise!

Wenn der Akku schwach ist, sehen Sie ein rotes, blinkendes Licht.
 Während des Ladevorgangs blinkt grünes Licht.
 Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED grün.

Akkupflege:

01. Wenn Sie wissen, dass Sie die Munddusche längere Zeit nicht benutzen werden, empfehlen wir Ihnen, den Akku vorher vollständig aufzuladen.
02. Um eine möglichst lange Akkuladungszeit zu gewährleisten, empfehlen wir, ihn aufzuladen, wenn Sie einen Leistungsabfall der Munddusche bemerken.

Die ordnungsgemäße Pflege des Mundduschenakkus ist wichtig, um eine optimale Leistung des Geräts aufrechtzuerhalten. Die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ladens und eines verantwortungsvollen Umgangs mit dem Akkuverbrauch ermöglicht eine langfristige Nutzung der Munddusche.

10. Häufige Probleme und deren Behebung

Problem	Ursache	Behebung
Wasser tritt an der Stelle aus, an der die Mundduschendüse eingesetzt wird.	Der Ring, der die Einführstelle des Aufsatzes abdichtet, ist beschädigt und daher kann dieser nicht korrekt eingesetzt werden.	Um den Ring zu reparieren, wenden Sie sich an den Verkäufer.
Der Wasserbehälter ist undicht.	Dichtung ist lose.	Versuchen Sie erneut, den Behälter fest zu schrauben.
Der Wasserdruck ist niedrig.	Spannung ist zu niedrig.	Laden Sie den Akku auf.
Die Munddusche schaltet sich nicht ein.	Spannung ist zu niedrig.	Laden Sie den Akku auf.

11. Spezifikation

Produkt	Munddusche
Modell	Lien
Stromversorgung	3,7 V
Leistung	5 W
Programmtypen	Soft:50-70 PSI • Standard:70-120 PSI • Zahnfleischpflege:50-80 PSI • Puls-Modus:50-70 PSI
Wasserdruck	20-120 PSI (1,37 - 8,27 Bar)
Schwingungszahl	2.000 Mal/Minute
Im Set enthaltene Aufsätze	2 x Standardaufsatz • 2 x Aufsatz für Zahnsparungen • 1 x Aufsatz für die Zungenreinigung • 1x Aufsatz für die Reinigung von Zahnfleischtaschen
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	280 ml

12. Garantie und technischer Support

Auf Ihr Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website <https://www.lykkele.pl>. Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produktes wünschen - kontaktieren Sie uns unter kontakt@lykkele.pl.
Hersteller: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polen.

13. Umweltschutz und Einhaltung von Vorschriften



Als Hersteller dieses Gerätes erklären wir, dass es den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen.



Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien. Setzen Sie es nicht der Witterung aus.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit anderem Abfall. Materialien, aus denen das Gerät besteht, können bei unsachgemäßer Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Geben Sie Altgeräte bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott ab.



Lien l'irrigateur

Voici Lien, l'irrigateur de Lykkele. Grâce à cet appareil, soignez encore plus votre sourire. Il vous permettra de vous nettoyer les dents, les gencives et la langue. Découvrez comment l'utiliser. **Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire le manuel d'instruction. Veuillez le conserver pour l'avenir.**

Table des matières


01. Consignes de sécurité
02. Description et schéma
03. Embouts de l'irrigateur
04. Modes de fonctionnement
05. Qui ne devrait pas utiliser l'irrigateur
06. Avant d'utiliser l'irrigateur pour la première fois
07. Comment utiliser l'irrigateur
08. Après avoir utilisé l'irrigateur
09. Chargement et entretien des batteries
10. Les problèmes courants et leurs solutions
11. Spécifications
12. Garantie et assistance technique
13. Protection de l'environnement et conformité

01. Consignes de sécurité

- Utilisez l'irrigateur conformément au manuel d'instruction.
- Ne mettez pas l'irrigateur en marche s'il est endommagé - par ex. s'il ne fonctionne pas correctement, si son boîtier est fissuré ou si la fiche d'alimentation est endommagée.
- Ne modifiez pas ou ne réparez pas l'irrigateur vous-même. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'endommagements causés au produit par l'intervention de l'utilisateur sur l'appareil.
- Veuillez garder l'irrigateur hors de portée des enfants.
- Sur cet irrigateur, n'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Si l'irrigateur tombe dans l'eau tandis qu'il est en charge, débranchez la fiche d'alimentation avant de le sortir de l'eau.
- Ne pressez pas la buse contre les gencives ou les dents afin de ne pas endommager les dents ou les gencives.
- N'utilisez pas l'appareil en l'absence de buse.
- Les personnes souffrant de maladies parodontales ou ayant subi une chirurgie buccale au cours des 2 derniers mois doivent consulter un médecin/dentiste avant d'utiliser ce produit.
- Si vous faites tomber l'irrigateur, remplacez l'embout, même s'il ne semble pas endommagé.
- Avant de nettoyer l'irrigateur ou le câble de charge, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
- Lorsque vous débranchez le chargeur de la prise électrique, veuillez le faire en tenant la fiche et non le cordon d'alimentation. Ne touchez pas la fiche électrique avec les mains mouillées.
- N'exposez pas cet appareil à une flamme vive ou à des températures élevées.
- Afin d'éviter les brûlures, n'utilisez pas de l'eau dont la température est supérieure à 40°C.
- N'oubliez pas de nettoyer régulièrement l'embout buccal.

02. Description et schéma


Cet irrigateur est conçu pour éliminer la plaque dentaire et nettoyer efficacement les zones de la bouche difficiles à atteindre, telles que les espaces entre les dents et les poches gingivales. Grâce à un jet d'eau spécial généré sous pression contrôlée, l'irrigateur assure un nettoyage en profondeur des dents, des gencives et de la langue. Notre irrigateur est équipé avec plusieurs embouts et présente plusieurs modes de fonctionnement de manière à répondre aux besoins de chacun. Ainsi, vous pouvez choisir l'option la plus appropriée, afin d'obtenir des résultats optimaux pour vos soins quotidiens d'hygiène bucco-dentaire.




03. Embouts de l'irrigateur



A



B



C



D

Dans le lot fourni avec l'irrigateur, vous trouverez 6 embouts différents, chacun ayant une fonction spécifique et permettant de nettoyer efficacement les différentes zones de la bouche. Description des fonctions de chaque embout:

- A) Embout de base** (2 pièces) - conçu pour un usage quotidien, destiné en particulier aux dents et aux gencives saines. Il élimine efficacement la plaque dentaire et les débris alimentaires dans les zones difficiles d'accès telles que les espaces interdentaires et les zones inférieures des gencives. De plus, vous pouvez raffermir vos gencives en massant avec cet embout.
- B) Embout de nettoyage des poches gingivales** - destiné au nettoyage des poches gingivales et des zones de la bouche difficiles à atteindre. Il peut également être utilisé pour insérer des médicaments liquides entre la ligne des gencives et la poche gingivale. Nous recommandons de l'utiliser uniquement en mode Doux.
- C) Embout pour appareil dentaire** (2 pièces) - spécialement conçu pour nettoyer les zones autour des appareils dentaires. Il élimine la plaque et les débris alimentaires de l'appareil et élimine efficacement la plaque de l'émail. Vous pouvez également l'utiliser pour masser les gencives. vous aidera à maintenir une flore bactérienne buccale saine et une haleine fraîche.

04. Modes de fonctionnement

L'irrigateur présente 4 modes de fonctionnement:

- A) Doux** - destiné aux personnes avec des dents ou des gencives sensibles. Utilisez également ce mode pendant les deux premières semaines d'utilisation, même si vos dents et vos gencives ne sont pas sensibles.
- B) Standard** - destiné à vos soins d'hygiène quotidiens.
- C) Soin des gencives** - pulsation alternée du jet d'eau: fort et faible. Pour masser les gencives et nettoyer les espaces interdentaires.
- D) Impulsions** - mode pulsé destiné au massage. Un rinçage précis et efficace.

Comment changer de mode

Pressez la touche Marche/Arrêt pour mettre la brosse à dents en marche. Sélectionnez le mode souhaité en pressant la touche Sélection du mode (D). Vous pouvez également changer de mode en cours d'utilisation en pressant à nouveau la touche Sélection du mode(D). Les modes alternent alors dans l'ordre où ils figurent sur l'appareil.

05. Qui ne devrait pas utiliser l'irrigateur

L'irrigateur ne devrait pas être utilisé:

- par les enfants de moins de 8 ans,
- par les personnes souffrant d'aphtes,
- par les personnes souffrant de plaies ouvertes dans la bouche.

Certaines personnes peuvent utiliser l'irrigateur uniquement en présence d'un accompagnateur. Il s'agit:

- des enfants à partir de 8 ans,
- des personnes handicapées si elles ne peuvent pas utiliser l'irrigateur de manière autonome.

Hinweis

Votre santé bucco-dentaire est une priorité, c'est pourquoi nous vous recommandons de consulter un professionnel de médecine dentaire ou d'orthodontie avant d'entreprendre cette nouvelle pratique d'hygiène. En particulier si vous suivez un traitement de soins dentaires, si vous avez des implants dentaires, des piercings buccaux ou si vous portez un appareil dentaire.

06. Avant d'utiliser l'irrigateur pour la première fois


Remarques

Il est possible que les gencives saignent pendant les deux premières semaines d'utilisation de l'irrigateur. Pour éviter ce désagrément, nous vous recommandons d'utiliser l'irrigateur en mode doux pendant cette période. Une utilisation régulière devrait conduire à l'arrêt des saignements. Si les saignements persistent pendant plus de deux semaines ou s'ils sont abondants, veuillez consulter un spécialiste.

Attention!


Avant d'utiliser l'irrigateur pour la première fois, veuillez recharger complètement la batterie. Une recharge complète dure environ 5 heures (de 0 à 100%). N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Pour recharger l'irrigateur, connectez l'une des fiches du câble à l'appareil et l'autre fiche à un chargeur mural 5V 2A (non fourni). Branchez le chargeur mural sur une prise électrique. Vous pouvez également connecter le câble à une autre source d'alimentation à condition qu'elle présente la tension appropriée, par ex. une powerbank ou un ordinateur portable.

01. Insérez l'embout dans l'ouverture située sur le dessus de l'irrigateur et enfoncez-le jusqu'à entendre un déclic.




02. Remplissez le réservoir d'eau. Vous pouvez le faire de deux manières:

- a) Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau. En maintenant l'appareil horizontalement, versez ensuite de l'eau dans le réservoir, puis fermez le bouchon.




- b) Dévissez le réservoir d'eau pour le retirer. Tenez le réservoir d'eau à la verticale et remplissez-le d'eau. Lorsque vous remontez le réservoir, appuyez-le vers le haut et tournez vers le verrou fermé pour verrouiller.



Attention!


Assurez-vous que l'irrigateur est éteint avant de dévisser le réservoir et d'y verser de l'eau.

03. Pour retirer l'embout, appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'embout (B).



07. Comment utiliser l'irrigateur

01. Tenez l'appareil en diagonale et insérez l'embout de l'irrigateur dans la bouche. Dirigez la sortie de l'embout sur les dents.





02. Fermez la bouche pour éviter les éclaboussures.
03. Mettez l'irrigateur en marche à l'aide de la touche MARCHE/ARRÊT.
04. Tournez l'embout de l'irrigateur pour changer la direction du jet d'eau.

Attention!

Ne dirigez pas le jet d'eau sous la langue.


05. Nettoyez-vous les dents en partant des dents situées à l'arrière et en déplaçant l'embout vers celles situées à l'avant. Dirigez le jet d'eau le long de la ligne des gencives.
06. Pour nettoyer en profondeur les espaces interdentaires, maintenez l'embout un peu plus longtemps entre les dents.



07. Le nettoyage des dents à l'aide de l'irrigateur dure environ 2 minutes. Après ce délai, l'appareil s'éteint automatiquement.
08. Si vous souhaitez éteindre l'irrigateur plus tôt, pressez la touche MARCHE/ARRÊT (C).



08. Après avoir utilisé l'irrigateur

01. Éteignez l'irrigateur s'il ne s'est pas éteint automatiquement.
02. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau.
03. Videz complètement l'appareil.



09. Chargement et entretien des batteries

Chargement de la batterie



01. Lorsque vous remarquez une baisse de puissance en utilisant l'irrigateur et que l'indicateur de batterie commence à clignoter en rouge, cela signifie que la batterie est sur le point de s'épuiser. Branchez l'irrigateur à un chargeur pour le recharger.
02. Pendant la charge de la batterie, l'indicateur du niveau de la batterie clignote en vert.
03. Une fois que la batterie a fini de se recharger, le voyant de niveau de la batterie reste allumé en vert en continu.



!Rétro-éclairage!

Lorsque la batterie est faible, le voyant rouge clignote.
 Pendant la charge, le voyant vert clignote.
 Lorsque l'appareil est rechargé, le voyant vert reste allumé en continu.

Entretien de la batterie:

01. Si vous pensez ne plus utiliser l'irrigateur pendant une longue période, nous vous recommandons de recharger complètement la batterie au préalable.
02. Pour que la batterie dure plus longtemps, rechargez-la dès que vous remarquez une baisse de puissance de l'irrigateur.

Il est important de recharger correctement la batterie de l'irrigateur pour maintenir les performances optimales de l'appareil. Une recharge correcte et une gestion responsable de la consommation de la batterie vous permettront d'utiliser votre irrigateur plus longtemps.

10. Les problèmes courants et leurs solutions

Problème	Cause	Solution
De l'eau s'écoule de l'endroit où l'embout est inséré sur l'irrigateur.	La bague qui scelle l'ouverture d'insertion de l'embout est endommagée et l'embout ne peut pas être inséré correctement.	Pour réparer la bague, contactez votre revendeur.
Le réservoir d'eau fuit.	Le joint est desserré.	Revisez le réservoir correctement.
La pression d'eau est faible.	La tension est trop basse.	Rechargez la batterie.
L'irrigateur ne s'allume pas.	La tension est trop basse.	Rechargez la batterie.

11. Spécifications

Produit	Irrigateur
Modèle	Lien
Tension d'alimentation	3,7 V
Puissance	5 W
Types de programmes	Doux:50-70 PSI • Normal:70-120 PSI • Soins des gencives:50-80 PSI • Impulsions:50-70 PSI
Pression de l'eau	20-120 PSI (1,37 - 8,27 Bar)
Fréquence de vibration	2000 impulsions / minute
Embouts inclus	2 x Embout de base • 2 x Embouts pour appareil orthodontique • 1 x Embout gratte-langue • 1x Embout de nettoyage gingival
Capacité du réservoir d'eau	280 ml

12. Garantie et assistance technique

Votre produit est couvert par une garantie du fabricant de 24 mois. Vous trouverez de plus amples informations sur le site web <https://www.lykkele.pl>. JSi vous souhaitez obtenir de l'aide concernant l'utilisation du produit, veuillez nous contacter à l'adresse suivante kontakt@lykkele.pl. Fabricant: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Pologne.

13. Protection de l'environnement et conformité



En tant que fabricant de cet appareil, nous déclarons qu'il est conforme aux exigences des directives pertinentes de l'Union européenne. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, veuillez nous contacter.




Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur. Ne pas l'exposer aux intempéries.



Ne pas jeter cet équipement avec les autres déchets ménagers. Les matériaux à partir desquels il est fabriqué peuvent avoir un effet négatif sur l'environnement et la santé humaine si le produit est éliminé de manière inappropriée. Déposez votre équipement usagé dans un point de collecte de déchets électroniques approprié.

Lien

Irrigator



LYKKELE

Find More Products www.lykkele.pl

Have a Nice Day